



# FORMULARIO DE PETICIÓN DE ANÁLISIS

## Labrador Retriever

### INSTRUCCIONES DE RECOGIDA DE MUESTRA

#### Muestra de sangre

1. Depositar un mínimo de 3 ml de sangre completa (sin centrifugar) en un tubo con EDTA y mezclar suavemente unos instantes.
2. Rotular el tubo con el nombre del perro.
3. Conservar en la nevera a 4°C hasta su envío al laboratorio. **NO CONGELAR.** (las muestras pueden mantenerse en la nevera un **MÁXIMO DE 5 DÍAS**).

Se recomienda utilizar un salivero seco, de plástico, sin medio de transporte en un tubo estéril. Además, es aconsejable utilizar dos saliveros para la recogida de la muestra de ADN, poniendo los dos en el mismo tubo.

#### Muestra de saliva

1. Introducir los 2 bastoncillos a la vez en la boca del animal. Recoger la saliva durante **30 segundos** frotando **fuerte** los bastoncillos contra **ambas cavidades de las mejillas** y de jando que absorban la saliva de los sitios de donde se produce (cavidad de la mejilla, debajo de la lengua).

NOTA: en algunos animales puede ser más fácil recoger la saliva manteniéndoles la boca cerrada.

2. Retirar los bastoncillos de la boca del animal intentando no rascar los dientes y los labios.
3. Coger el tubo de recogida y meter los 2 bastoncillos cada uno en su tubo.
4. Dejando los bastoncillos dentro de su tubo, cerrarlo de nuevo fuertemente.
5. Rotular cada tubo con el nombre del perro
6. Conservar en la nevera a 4°C hasta su envío al laboratorio. **NO CONGELAR.** (las muestras pueden mantenerse en la nevera un **MÁXIMO DE 5 DÍAS**).

### ENVÍO DE MUESTRAS

- Rellenar un formulario por cada muestra y adjuntarlo al tubo o a los saliveros correspondientes.
- Para solicitar el análisis contacte con el responsable comercial de su zona o llame al Servicio Cliente Dysgen® 93 490 49 08.
- Bioiberica gestionará la recogida de muestras de lunes a jueves.

### MODO DE PAGO:

- El pago debe realizarse por **TRANSFERENCIA BANCARIA** en los 10 días posteriores a la solicitud del análisis.

- Ordenante:
- Concepto (nº de factura Bioiberica S.A)
- IBAN: ES74 0030 2557 7900 0003 1172
- SWIFTCODE: ESPC ES MM XXX

**ID MUESTRA**

- Veterinario solicitante:
- Centro veterinario:   
 E-MAIL \*   
 TELÉFONO  N.I.F.
- Nombre propietario/a (nombre y apellidos)\*:   
\*Si se trata de un criador rellenar también los siguiente campos: AFIJO O NOMBRE CRIADOR:   
 E-MAIL:   
 TELEFONO:
- Identificación del perro:  
 NOMBRE:   
 FECHA DE NACIMIENTO:   
 COLOR CAPA:   
 Nº MICROCHIP:  o Nº TATUAJE
- Fecha recogida de muestra:  de  de



**SOLICITO ANÁLISIS DE Dysgen®**

Y certifico que he comprobado la identidad del animal  
 y que la muestra procede del animal anteriormente citado

Firma / sello del veterinario:

**ACEPTACIÓN DEL PROPIETARIO:**

El propietario anteriormente citado   
  
 con DNI  autoriza al laboratorio a utilizar el  
 ADN extraído de la muestra de sangre para el análisis Dysgen®,  
 a ser utilizado posteriormente en proyectos de investigación  
 relacionados con enfermedades hereditarias en la especie canina.

Firma propietario: